

## 肝素溶液测试盒

10ml

### 一、测定意义：

肝素是一种含有硫酸基团的粘多糖，带有强大的负电荷，具有加强抗凝血酶 III 灭活丝氨酸蛋白酶的作用，从而阻止凝血酶的形成，并有阻止血小板聚集等多种抗凝作用。

肝素管一般用于生化及血流变的检测，是电解质检测的最佳选择，检验血标本中的钠离子时，不能使用肝素钠，以免影响检测结果。也不能用于白细胞计数和分类，因肝素会引起白细胞聚集。

### 二、试剂组成：

试剂一：肝素溶液 10ml×瓶。

### 三、具体操作：

1、取 0.1~0.3ml 肝素溶液（0.1ml 可抗凝 2~3ml 全血）加入试管中，转动试管，使管壁充分均匀湿润后置低于 80℃ 烤箱中烤干备用。

2、如果急需抗凝也可以按 0.1ml 肝素可抗凝 2~3ml 全血的原则，取 0.1~0.3ml 肝素溶液于试管中，此时不需将试管烤干直接加入全血，边加全血边转动试管。