

Apathy 糖胶封片剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Apathy 糖胶封片剂主要由阿拉伯胶、蔗糖等组成，是常用封片剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Apathy 糖胶封片剂	10ml/50ml	1 份	6 个月	4℃

操作步骤(仅供参考)：

(一)贴壁细胞样品

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。

(二)组织切片

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、滴 Apathy 糖胶封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。

(三)其它样品

- 1、其它样品参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

AGN 显影液(A 法)
AGN 显影液(B 法)
APES 防脱剂
Arfagal 封片剂
EDTA 抗原修复液(50×)
Fischor 封片剂