

果糖（fructose，FT）含量试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

注 意：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

果糖是一种最为常见的己酮糖，是葡萄糖的同分异构体，以游离状态大量存在于水果的浆汁和蜂蜜中，能与葡萄糖结合生成蔗糖。果糖是最甜的单糖，广泛应用于食品、医药、保健品生产中。

测定原理：

果糖与间苯二酚反应，生成有色物质，在 480nm 下有特征吸收峰。

所需的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、蒸馏水

试剂的组成和配制：

提取液：液体 100ml×1 瓶，4℃ 保存；

试剂一：1mg/mL 标准液 10mL×1 瓶，4℃ 保存；

试剂二：液体 25ml×1 瓶，4℃ 保存；

试剂三：液体 8ml×1 瓶，4℃ 避光保存；

试剂四：粉剂 0.5g×1 瓶，常温保存。

果糖提取：

称取 0.1~0.2g 样本，常温研碎；加入 0.5mL 提取液，适当研磨后快速转移到有盖离心管中；置于 80℃ 水浴锅中 10min（盖紧，以防止水分散失），振荡 3~5 次，冷却后，4000g，25℃ 离心 10min，取上清；加入少量（约 2mg）试剂四，80℃ 脱色 30min（盖紧，以防止水分散失）；再加入 0.5mL 提取液，4000g，25℃ 离心 10min，取上清液测定。

测定步骤：

分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 480nm，蒸馏水调零。

1、样本测定，（在 EP 管中依次加入下列试剂）：

| 试剂（ μL ） | 空白管 | 标准管 | 测定管 |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 样本 | | | 30 |
| 试剂一 | | 30 | |
| 蒸馏水 | 30 | | |
| 试剂二 | 210 | 210 | 210 |
| 试剂三 | 60 | 60 | 60 |

混匀，95℃ 水浴反应 30min（盖紧，以防止水分散失），冷却后取 200 μL 至微量石英比色皿或 96 孔板中测定 480nm 处光吸收值，空白管、标准管和测定管分别记为 A1、A2 和 A3。空白管和标准管只要做一管。

果糖含量计算：

1、果糖含量(mg/mg prot) = (C 标准管×V1) ×(A3-A1)÷(A2-A1) ÷ (V1×Cpr) = (A3-A1)÷ (A2-A1) ÷Cpr
此法需要自行测定蛋白浓度。

2、果糖含量(mg/g 鲜重)=(C 标准管×V1)×(A3-A1) ÷(A2-A1) ÷(W×V1÷V2)=(A3-A1) ÷(A2-A1) ÷W。

C 标准管：标准管浓度，1mg/mL； V1： 加入样本体积，0.03mL； V2： 加入提取液体积，1mL； Cpr： 样本蛋白质浓度， mg/mL； W： 样本鲜重， g。

注意：最低检测限为 100ng/g 鲜重或 1ng/mg prot
