

# 福尔马林-乙酸-乙醇软化剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

软化剂主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管，使之容易切片，常用的软化剂有乙二胺、甘油-乙醇软化剂、纤维素乙酸酯、福尔马林-乙酸-乙醇软化剂等。

福尔马林-乙酸-乙醇软化剂主要由福尔马林、乙酸、乙醇等组成，主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管等，也可长期保存材料。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
福尔马林-乙酸-乙醇软化剂	500ml	RT	1 份	2 年

## 操作步骤(仅供参考)：

- 1、取适当材料完全浸泡于福尔马林-乙酸-乙醇软化剂，一般 1 周~2 周即可。
- 2、如果要求进一步减弱软化效果，可用蒸馏水稀释一倍后使用。

## 注意事项：

- 1、务必使材料完全浸入液体中，否则易使软化不彻底。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品：

苯酚碱性品红溶液(5%0.5%)
草酸水溶液(1%)
草酸水溶液(2%)
蛋白甘油粘贴剂
詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)
隐孢子虫卵囊染色液(改良抗酸法)