

詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿，是一种活体染色剂，专一用于线粒体的染色，染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合，从而出现蓝绿色。

詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成，染色过程中务必保持所取的材料的活性，并且迅速操作。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)	10ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)等量混合，一般染色 1~3min，根据不同样本染色而异。

注意事项：

- 1、染色的线粒体应是新鲜提取，尽快染色，一般 2h 内全部完成。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

痰消化液(胰酶消化法)
痰消化液(分支杆菌专用型)
疟色素清除液
明胶粘贴剂
吕氏碱性美蓝染色液(0.23%)
吕氏碱性美蓝染色液(0.1%)

