

红细胞洗涤液(pH7.2)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

在生物科研领域，经常需要去除红细胞。去除红细胞的方法有 ACK Lysis Buffer、Tris-氯化铵红细胞裂解液、Gey's Lysis Buffer 等，在裂解红细胞之前，可以采用 PBS 清洗红细胞效果较好，以便充分清洗细胞。本试剂为无菌溶液，主要由磷酸盐、氯化钠、氯化钾等组成。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。