

脯氨酸(PRO)检测试剂盒(茚三酮比色法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

脯氨酸(Proline, Pro)是一种环状的 α -亚氨基酸，呈中性，等电点为6.30，水中溶解度比任何氨基酸都大，25℃时100g水中可溶162g左右，易潮解不易得结晶，有甜味。脯氨酸与茚三酮溶液共热，生成黄色化合物，一旦进入肽链后，可发生羟基化作用，从而形成4-羟脯氨酸，是组成动物胶原蛋白的重要成分，羟脯氨酸也存在于多种植物蛋白质中，尤其与细胞壁的形成有关，在正常情况下脯氨酸含量较低，但在逆境下(旱、热、冷、冻、盐碱等)，常有脯氨酸的明显积累，即积累指数与植物的抗逆性有关，在临床、生物材料、工业等方面均有广泛应用。

脯氨酸(PRO)检测试剂盒(茚三酮比色法)检测原理是脯氨酸游离于磺基水杨酸溶液中，前者与酸性茚三酮共热发生反应，产生稳定的红色产物，以分光光度计测定520nm处吸光度值，在一定浓度范围内颜色深浅与脯氨酸浓度成正比。该试剂盒主要用于测定植物组织中的游离脯氨酸含量，仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格	保存条件
脯氨酸(PRO)检测试剂盒(茚三酮比色法)	50T	4℃
试剂(A):脯氨酸标准(100 μ g/ml)	1ml	4℃
试剂(B):PROLysisbuffer(5 \times)	50ml	RT
试剂(C):PROAssaybuffer	50ml	RT
试剂(D):茚三酮	1.3g	RT 避光
试剂(E):茚三酮稀释液	50ml	RT
使用说明书	1份	
有效期	6个月	

自备材料：

- 1、蒸馏水或去离子水、甲苯或二甲苯
- 2、电子天平、研钵或匀浆器、滤纸或纱布
- 3、离心机、带螺旋盖的离心管或试管、水浴锅或电热炉

4、分光光度计、比色杯(不宜用塑料的)

操作步骤(仅供参考):

1、配制 PROLysisbuffer(1×): 取 1 份 PROLysisbuffer(5×)加 4 份去离子水混匀即成。

2、配制茚三酮显色液:取出 1 支茚三酮, 准确溶解于 50ml 茚三酮稀释液, 70℃加热搅拌至完全溶解, 混匀, 即为茚三酮显色液。4℃避光备用, 48h 有效。注意: 茚三酮稀释液具有一定腐蚀性, 请小心操作。如果 2 天内用不完, 可以称取一定量的茚三酮, 加入茚三酮稀释液使终浓度为 2.4~2.6%即可。

3、准备样品:

①植物样品: 取新鲜植物组织, 清洗干净, 擦干, 切碎, 迅速称取 0.5g, 加入 5mlPROLysisbuffer(1×)后匀浆或研磨, 沸水浴 10min(期间经常摇动), 混匀, 用滤纸或纱布过滤, 滤液即为脯氨酸提取液, 4℃保存备用。

②血浆、血清和尿液样品: 血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于本试剂盒的测定, -20℃冻存, 用于脯氨酸的检测。

③细胞或组织样品: 取恰当细胞或组织裂解液, 如有必要用 PROLysisbuffer(1×)进行适当匀浆, 留取上清即脯氨酸提取液, 用于脯氨酸的检测。4℃保存备用, 3 天有效。④高活性样品: 如果样品中含有较高浓度的脯氨酸, 可以使用 PROLysisbuffer(1×)进行恰当的稀释。

4、配制系列脯氨酸标准溶液: 取出脯氨酸标准(100 μ g/ml)恢复至室温后, 用去离子水稀释为脯氨酸标准(10 μ g/ml), 再按下表进行梯度稀释:

加入物(ml)	1	2	3	4	5	6	7
脯氨酸标准(10 μ g/ml)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
蒸馏水	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
脯氨酸浓度(μ g/ml)	2	3	4	5	6	7	8

5、PRO 加样: 按照下表设置空白管、标准管、测定管, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。如果样品中的脯氨酸浓度过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定, 样品的检测最好能设置平行管。

加入物(ml)	空白管	空白管	测定管
蒸馏水	1	—	—
系列脯氨酸标准(1~7 号)	—	1	—
脯氨酸提取液	—	—	1
PROAssaybuffer	1	1	1
茚三酮显色液	1	1	1
混匀, 沸水浴 30min, 溶液呈红色。			

6、PRO 测定：迅速冷却加入 2~3ml 甲苯或二甲苯，振摇 30s，静置片刻，取上清液转移至新的离心管或试管，3000r/min 离心 10min，取上清液备用。以空白管调零，520nm 处用分光光度计(1cm 光径比色杯)测定标准管和测定管的吸光度。注：加入甲苯或二甲苯的量前后应统一；空白管和标准管不用离心，可直接取上清液测定。

计算：以系列脯氨酸标准(1~7 号)浓度($\mu\text{g/ml}$)为横坐标，以对应的吸光度为纵坐标，制作标准曲线，根据测定管的吸光度进而计算其脯氨酸浓度。根据如下公式计算具体样品中脯氨酸的含量：

植物组织样品 $\text{PRO}(\mu\text{g/g})=C \times \text{VT}/W$

式中：C=从标准曲线上查得的脯氨酸浓度($\mu\text{g/ml}$)

VT=脯氨酸提取液总体积(ml)

W=样品鲜重(g)

血清、尿液等样品 $\text{PRO}(\mu\text{g/ml})=C \times N$

式中：C=从标准曲线上查得的脯氨酸浓度($\mu\text{g/ml}$)

N=稀释倍数

注意事项：

- 1、实验材料应尽量新鲜，如取材后不立即使用，应存于 4℃。
- 2、PROAssaybuffer 应密闭保存，防止挥发。
- 3、PROLysisbuffer(5×)、PROAssaybuffer 和茚三酮稀释液都有一定腐蚀性，应小心操作。
- 4、茚三酮显色液配制后可 4℃避光保存 48h 有效。建议尽快使用或用多少配多少。
- 5、本检测方法，资料中大多建议使用甲苯进行抽提反应后的红色色素，因甲苯管制或不易获得，经我公司人员进行对比实验及检测结果发现，二甲苯可有效替代甲苯进行抽提。6、因甲苯或二甲苯都有一定危害性，使用时应在通风橱中小心抽取，用后应及时盖紧瓶盖，防止挥发。
- 7、如果没有分光光度计，也可以使用普通的酶标仪测定，但应考虑酶标仪的最大检测体积。
- 8、测定时不能使用塑料的酶标条或比色皿，因甲苯或二甲苯等有机溶剂与其反应，使测定结果不准确。
- 9、所测样本的 PRO 浓度过高，应用 PROLysisbuffer(1×)稀释样品后重新测定。
- 10、沸水浴的反应过程中，应使用密封性能好的带螺旋盖子的离心管，防止因密封性不好而导致水分进入；不宜使用扣盖离心管，避免因爆沸使得盖子崩开而导致水分进入；此二中原因都可能导致测定结果不准。
- 11、沸水浴的反应过程中，人员不应随意接近，防止液体喷出，导致伤人事故的发生。

12、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

附：标准曲线制作：在室温条件下按说明书操作，系列脯氨酸标准(0、1、2~10 μg/ml)、PROAssaybuffer 和茚三酮显色液各 1ml，沸水浴 30min 后冷却，加入 2ml 甲苯，振摇 30s，静置 1min，抽取上层，空白管调零，用分光光度计 520nm 对各管进行吸光度的测定。测定结果及标准曲线如下图所示，仅供参考：



