

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(1×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液。1×工作液中含有 25mM Tris、 250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，无需稀释直接使用。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)	500ml/5L	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (45%, 43.4_1.6)
Acr-Bis 粉剂(40%, 19_1)
Ammonium+persulfate (APS)
DTT 溶液(1mol_L)
IEF 电极缓冲液(10×, pH4.0-6.5)