

Tris-乙酸电泳粉剂(50×TAE)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-乙酸电泳缓冲液即 Tris acetate-EDTA Buffer，简称 TAE，1×TAE 工作液中含有 40mM Tris-Acetate、1mM EDTA(pH8.0)；TAE 是常用的 DNA 电泳缓冲液，50×TAE 主要由 2M Tris-Acetate，50mM EDTA 组成，溶解于蒸馏水或去离子水即为 50×TAE，稀释至 1×TAE 后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Tris-乙酸电泳粉剂(50×TAE)	1L	RT	1 份	2 年
试剂(A): 50×TAE 粉剂 A	1L	RT	1 份	2 年
试剂(B): 50×TAE 粉剂 B	1L	RT	1 份	2 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取 700ml 蒸馏水或去离子水，分别加入试剂(A)和试剂(B)充分溶解，补水至 1000ml，即为 50×TAE。
- 2、使用时应稀释到 1×。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (40%, 49_1)
Acr-Bis (40%, 39_1)
Acr-Bis (40%, 38.4%_1.6%)
Acr-Bis (40%, 37_1)
Acr-Bis (40%, 37.5_1)