

Western 转移缓冲液(尼龙膜)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到尼龙膜上,以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western 转移缓冲液(NC,PVDF)主要成分为 Tris、甘氨酸、甲醇等,不适用于把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上,该试剂为 1×溶液,直接使用。

产品组成:

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Western 转移缓冲液(尼龙膜)	500ml	1 份	12 个月	RT

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、大多数蛋白质转移,应置于 4℃进行,以防止蛋白降解。

注意事项:

- 1、密闭保存,开启后尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

Western 转移缓冲液(NC,PVDF)
western 转移缓冲液(5×,尼龙膜)
Western 转移缓冲液(5×)
western 转移缓冲液(10×,尼龙膜)
Western 转移缓冲液(10×)
Western 转移缓冲粉剂

