

IMDM 基础培养基

基本信息

细胞名称	IMDM 基础培养基
细胞品牌	酶联生物
细胞规格	500ml
细胞形态	液体
产品货期	现货
细胞简介	IMDM 培养基(Iscoves Modified Dulbeccos Medium)适合细胞的快速增生和高密度培养, 包括 Jurkat、COS-7 和巨噬细胞。进一步的研究表明, IMDM 培养基也可以用于培养小鼠 B 淋巴细胞、骨髓造血组织、脂多糖刺激 B 细胞、T 淋巴细胞和多种杂交细胞
细胞培养视频	常见细胞的传代.mp4
质量保障	经过严格的内毒素、渗透压、病原体和 pH 检验, 确保产品不含病菌、病毒以及支原体等
储存条件	2°C-8°C, 避光储存
产品特性	IMDM 培养基中含有硒、额外的氨基酸和维生素、丙酸盐和 HEPES 缓冲剂, 并用硝酸钾替代了硝酸铁
有效期	12 个月
供应范围	仅限于科研实验使用, 不得用于其它用途

注意事项

1. 含 Earle's 盐和 L-谷氨酰胺, 已补充碳酸氢钠, 适合细胞培养。

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题, 细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等, 重发。
2. 收到细胞未开封, 如出现污染状况, 重发。
3. 收到细胞 3 天内, 发现污染问题, 经核实后, 重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后, 干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 绝大多数细胞未存活, 经核实后, 重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 出现污染, 经核实后, 重发。
6. 细胞活性问题, 请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果, 用台盼蓝染色法鉴定细胞活力, 经核实后, 重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染, 不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好, 不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。
4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。

特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物, 稳定传代, 无污染, 包存活, 提供整体课题外包服务, 光学成像, 流式实验, 电镜实验, 动物实验, 病理实验, 分子生物学实验, 细胞实验等, 严格把控产品质量, 所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查, 为科研人员提供可靠放心的产品。