



饲料中 T-2 毒素快速检测卡

饲料中 T-2 毒素参数

产品简介

本产品为 T-2 毒素胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测饲料中 T-2 毒素残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测饲料样本需要约 5 分钟，检测饲料的检测限为 100ppb。

检测饲料定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

黄曲霉毒素 B1 快速检测卡 呕吐毒素快速检测卡 玉米赤霉酮快速检测卡

T-2 毒素快速检测卡 伏马毒素快速检测卡 赭曲霉毒素快速检测卡 喹乙醇

快速检测卡 磺胺类快速检测卡 氟喹诺酮类快速检测卡

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com