

# 氧化石墨烯量子点发蓝光

中文名称： 氧化石墨烯量子点发蓝光

英文名称： GO quantum dots (solvent)

货 号： ML1221

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 1mg/mL / 20mg/mL

参 数

浓 度： 1mg/ml

溶 剂： 水

保质期： 6月 4℃冷藏避光

性 质

**合成方法：** 有机合成 含有少量的 NaOH

**发光强度：** 具有较高发光强度

**尺 寸：** <15 nm

**浓 度：** 1 (Max: 20) mg/mL

**荧光量子产率：** 10%

**应 用：** 复合材料、生物标记、构筑光电器件、荧光材料等。

**其他信息**

**储存条件：** 4℃密封冷藏避光保存，最长保存期限 6 个月。