

纳米银粉

中文名称： 纳米银粉

英文名称： Silver Nanopowder

货 号： ML1370

CAS 号： 7440-22-4

包 装： 20 g

参 数

直 径： ~60-80 nm,

纯 度： 99.9wt%,

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形态： 棕黑色

比表面积： $\geq 3.0 \text{ m}^2/\text{g}$

振实密度： $\geq 2.5 \text{ g}/\text{cm}^3$

粒径： $\sim 60\text{-}80 \text{ nm}$

应用： NA

使用说明

本产品须贮存于干燥阴凉的环境中，远离高温火源或热源，避免阳光直接照射，不规范的保存或者使用产生的意外，请自行承担后果。

产品在密闭条件下保质期为 6 个月，开盖后请尽快使用。