

兔抗 DNAL1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DNAL1 多克隆抗体

英文名称： Anti-DNAL1 rabbit polyclonal antibody

别名： dynein axonemal light chain 1; LC1; CILD16; C14orf168

抗原： DNAL1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes an axonemal dynein light chain which functions as a component of the outer dynein arms complex. This complex acts as the molecular motor that provides the force to move cilia in an ATP-dependent manner. The encoded protein is expressed in tissues with motile cilia or flagella and may be involved in the movement of sperm flagella. Alternate splicing results in multiple transcript variants.[
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	DNAL1
Immunogen:	Fusion protein of human DNAL1

Full name:	dynein axonemal light chain 1
Synonyms:	LC1; CILD16; C14orf168
SwissProt:	Q4LDG9
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

