

## 兔抗 CCNY 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 CCNY 多克隆抗体

英文名称： Anti-CCNY rabbit polyclonal antibody

别名： cyclin Y CCNX; CFP1; CBCP1; C10orf9

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： CCNY

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Cyclins, such as CCNY, control cell division cycles and regulate cyclin-dependent kinases (e.g., CDC2; MIM 116940) (Li et al., 2009 [PubMed 18060517]).
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CCNY
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human CCNY
<b>Full name:</b>	cyclin Y
<b>Synonyms:</b>	CCNX; CFP1; CBCP1; C10orf9
<b>SwissProt:</b>	Q8ND76
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer and Human colorectal cancer

IHC Recommend dilution:

25-100



