

## 兔抗 DOCK9 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 DOCK9 多克隆抗体

英文名称： Anti-DOCK9 rabbit polyclonal antibody

别名： ZIZ1; ZIZIMIN1

抗原： DOCK9

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Guanine nucleotide-exchange factor (GEF) that activates CDC42 by exchanging bound GDP for free GTP. Overexpression induces filopodia formation.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	DOCK9
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human DOCK9
<b>Full name:</b>	dedicator of cytokinesis 9
<b>Synonyms:</b>	ZIZ1; ZIZIMIN1
<b>SwissProt:</b>	Q9BZ29
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human ovarian cancer;

IHC Recommend dilution:

20-100

