

## 兔抗 DPY19L3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DPY19L3 多克隆抗体

英文名称： Anti-DPY19L3 rabbit polyclonal antibody

别名： dpy-19 like C-mannosyltransferase 3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： DPY19L3

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Probable C-mannosyltransferase that mediates C-mannosylation of tryptophan residues on target proteins.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	DPY19L3
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human DPY19L3
<b>Full name:</b>	dpy-19 like C-mannosyltransferase 3
<b>SwissProt:</b>	Q6ZPD9
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human colorectal cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	100-300

