

AMOTL2 抗原（重组蛋白）

中文名称： AMOTL2 抗原（重组蛋白）

英文名称： AMOTL2 Antigen (Recombinant Protein)

相关类别： 抗原

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human AMOTL2

技术规格

Full name:	angiotenin like 2
Synonyms:	LCCP
Swissprot:	Q9Y2J4
Gene Accession:	BC011454
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Angiotenin is a protein that binds angiotenin, a circulating inhibitor of the formation of new blood vessels (angiogenesis). Angiotenin mediates angiotenin inhibition of endothelial cell migration and tube formation in vitro. The protein encoded by this gene is related to angiotenin and is a member of the motins protein family.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers