

KIAA0513 抗原（重组蛋白）

中文名称：KIAA0513 抗原（重组蛋白）

英文名称：KIAA0513 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-301 amino acids of human KIAA0513

技术规格：

Full name:	KIAA0513
Swissprot:	O60268
Gene Accession:	BC030280
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The function of this protein remains unknown.