

PAFAH1B2 抗原（重组蛋白）

中文名称：PAFAH1B2 抗原（重组蛋白）

英文名称： PAFAH1B2 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： HEL-S-303

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-229 amino acids of human PAFAH1B2

技术规格：

Full name:	platelet activating factor acetylhydrolase 1b catalytic subunit 2
Synonyms:	HEL-S-303
Swissprot:	P68402
Gene Accession:	BC000398
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Platelet-activating factor acetylhydrolase (PAFAH) inactivates platelet-activating factor (PAF) into acetate and LYSO-PAF. This gene encodes the beta subunit of PAFAH, the other subunits are alpha and gamma. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.