

PDAP1 抗原（重组蛋白）

中文名称：PDAP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： PDAP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： PAP; PAP1; HASPP28

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-181 amino acids of human PDAP1

技术规格：

Full name:	PDGFA associated protein 1
Synonyms:	PAP; PAP1; HASPP28
Swissprot:	Q13442
Gene Accession:	BC000684
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a phosphoprotein that may upregulate the PDGFA-stimulated growth of fibroblasts and also downregulate the mitogenicity of PDGFB. The encoded protein in rodents has been shown to bind PDGFA with a low affinity.