

PDCL2 抗原（重组蛋白）

中文名称：PDCL2 抗原（重组蛋白）

英文名称： PDCL2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： GCPHLP

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-239 amino acids of human PDCL2

技术规格：

Full name:	phosducin like 2
Synonyms:	GCPHLP
Swissprot:	Q8N4E4
Gene Accession:	BC034431
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the phosducin-like protein family and is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin. Members of the phosducin-like protein family have been shown to bind to the beta-gamma subunits of G proteins.