

## PDS5A 抗原（重组蛋白）

中文名称：PDS5A 抗原（重组蛋白）

英文名称： PDS5A Antigen (Recombinant Protein)

别名： PIG54; SCC112; SCC-112

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1138-1337 amino acids of human PDS5A

技术规格：

<b>Full name:</b>	PDS5 cohesin associated factor A
<b>Synonyms:</b>	PIG54; SCC112; SCC-112
<b>Swissprot:</b>	Q29RF7
<b>Gene Accession:</b>	BC009650
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene binds to the cohesin complex and associates with chromatin through most of the cell cycle. The encoded protein may play a role in regulating sister chromatid cohesion during mitosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.