

## 小鼠抗 tRFP 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 tRFP 单克隆抗体

英文名称： Anti-tRFP mouse monoclonal antibody

相关类别： 标签抗体

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Mouse

抗 原： tRFP

反应种属： tRFP

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Red Fluorescent Protein (RFP) is a versatile biological marker for monitoring physiological processes, visualizing protein localization, and detecting transgenic expression in vivo. RFP can be excited by the 488 nm or 532 nm laser line and is optimally detected at 588 nm.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	tRFP
<b>Immunogen:</b>	Recombinant protein of tRFP
<b>WB Predicted band size:</b>	26 kDa
<b>WB Positive control:</b>	HEK293T over-expression lysates containing recombinant tRFP, TurboFP602 TurboFP635 fluorescence proteins



**WB Recommended dilution:**

1000-5000