

## 小鼠抗 tYFP 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 tYFP 单克隆抗体

英文名称： Anti-tYFP mouse monoclonal antibody

别名： C5DELq14.3; DEL5q14.3

相关类别： 标签抗体

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： tYFP

反应种属： tYFP

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Antenna protein that modulates the color of the bioluminescence emission of the luciferase. In the presence of YFP and only at temperatures below 20 degrees Celsius, luciferase exhibits a bimodal emission spectrum with a new peak at 545 nM (yellow), in addition to the one at 485 nM.
<b>Applications:</b>	WB, IF, FC
<b>Name of antibody:</b>	tYFP
<b>Immunogen:</b>	Purified tYFP protein expressed in HEK293T cell
<b>SwissProt:</b>	P21578
<b>WB Predicted band size:</b>	22 kDa

<b>WB Positive control:</b>	HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (left lane) or pCMV6-ENTRY tYFP ne) cDNA for 48 hrs and lysed
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000
<b>IF Positive control:</b>	COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY
<b>IF Recommended dilution:</b>	50-100
<b>FC Recommend dilution:</b>	200-400