

兔抗 TNFRSF11B 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TNFRSF11B 多克隆抗体

英文名称： Anti-TNFRSF11B rabbit polyclonal antibody

别名： OPG, TR1, OCIF

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： TNFRSF11B

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Fusion protein of human TNFRSF11B
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	TNFRSF11B
Immunogen:	Fusion protein of human TNFRSF11B
Full name:	tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11b
Synonyms:	OPG, TR1, OCIF
SwissProt:	O00300
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human colon cancer;Human breast cancer
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	46 kDa

WB Positive control:	Mouse kidney tissue
WB Recommended dilution:	500-2000



