

小鼠抗 SMYD2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 SMYD2 单克隆抗体

英文名称： Anti-SMYD2 mouse monoclonal antibody

别名： SET and MYND domain containing 2; KMT3C; HSKM-B; ZMYND14

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： SMYD2

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation (Brown et al., 2006 [PubMed 16805913]).
Applications:	WB
Name of antibody:	SMYD2
Immunogen:	Fusion protein of human SMYD2
Full name:	SET and MYND domain containing 2
Synonyms:	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14
SwissProt:	Q9NRG4
WB Predicted band size:	50 kDa
WB Positive control:	3T3, HT1080, A431 and Jurkat cell lysates

WB Recommended dilution: 1000-5000

