

兔抗 TPST1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TPST1 多克隆抗体

英文名称： Anti-TPST1 rabbit polyclonal antibody

别名： TANGO13A

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TPST1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Catalyzes the O-sulfation of tyrosine residues within acidic motifs of polypeptides.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	TPST1
Immunogen:	Synthetic peptide of human TPST1
Full name:	tyrosylprotein sulfotransferase 1
Synonyms :	TANGO13A
SwissProt:	O60507
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human esophagus cancer and Human breast cancer
IHC Recommend dilution:	20-100

