

小鼠抗 TOMM70 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 TOMM70 单克隆抗体

英文名称： Anti-TOMM70 mouse monoclonal antibody

别名： translocase of outer mitochondrial membrane 70; Tom70; TOMM70A

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： TOMM70

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes an import receptor of the outer mitochondrial membrane that is part of the translocase of the outer membrane complex. This protein is involved in the import of mitochondrial precursor proteins.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	TOMM70
Immunogen:	Fusion protein of human TOMM70
Full name:	translocase of outer mitochondrial membrane 70
Synonyms:	Tom70; TOMM70A
SwissProt:	O94826
WB Predicted band size:	67 kDa
WB Positive control:	MCF-7 whole cell lysate

WB Recommended dilution: 500-2000

