

## STX10 抗原（重组蛋白）

中文名称： STX10 抗原（重组蛋白）

英文名称： STX10 Antigen (Recombinant Protein)

别名： syntaxin 10; SYN10; hsyn10

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 70-200 amino acids of human STX10

### 技术规格

<b>Full name:</b>	syntaxin 10
<b>Synonyms:</b>	SYN10; hsyn10
<b>Swissprot:</b>	O60499
<b>Gene Accession:</b>	BC017237
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene belongs to the syntaxin family and encodes a soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor (SNARE). The encoded protein is involved in docking and fusion events at the Golgi apparatus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.