

WSB1 抗原（重组蛋白）

中文名称： WSB1 抗原（重组蛋白）

英文名称： WSB1 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

别 名： WD repeat and SOCS box containing 1; SWIP1; WSB-1

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 150 amino acids of human WSB1

技术规格

Full name:	WD repeat and SOCS box containing 1
Synonyms:	SWIP1; WSB-1
Swissprot:	Q9Y6I7
Gene Accession:	BC021110
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the WD-protein subfamily. This protein shares a high sequence identity to mouse and chick proteins. It contains several WD-repeats spanning most of the protein and an SOCS box in the C-terminus. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.