

# 硼酸盐缓冲液 (BBS, pH8.0) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸盐缓冲液 (BBS, pH8.0) 由硼酸、氯化钠组成，硼酸浓度为 0.012mol/L，用 NaOH 调节 pH 至 8.0。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
硼酸盐缓冲液 (BBS, pH8.0)	500ml	1 份	12 个月	RT

## 操作步骤 (仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。

## 注意事项：

- 1、注意密闭保存，避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品：

硼酸标记缓冲液 (pH9.2)
硼酸盐溶液 (0.1mol/L, pH8.5-10)
硼酸盐缓冲液 (BBS, pH8.0)
硼酸盐缓冲液 (BBS, pH8.4)
硼酸缓冲盐溶液 (0.015mol/L, pH8.5)
硼酸钠溶液 (1mol/L, pH8.0)