

## 碳酸盐缓冲液(0.1mol/L, pH9.2)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

碳酸盐缓冲液(0.1mol/L, pH9.2)主要由碳酸钠、碳酸氢钠组成，其碳酸根为 0.1M，pH 值约为 9.2，主要用作酶与抗体的偶联的缓冲液或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
碳酸盐缓冲液(0.1mol/L, pH9.2)	500ml	1 份	12 个月	RT

### 操作步骤(仅供参考)：

1、无需配制，直接使用。

### 注意事项：

- 1、注意密闭保存，防止挥发。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)
碱性磷酸酶封闭液(乙酸法)
碳酸盐缓冲液(0.1mol/L, pH9.2)
碳酸钾溶液(1mol/L)
糖浆封片剂
羟胺溶液(1.5mol/L, pH8.0)