

PBS-Triton 溶液(破膜剂, 0.1%) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Triton X-100 是常用的去污剂，PBS-Triton 去污剂主要由 PBS 磷酸盐缓冲液（0.01M, pH7.4）、微量 Triton X-100 组成，其中 Triton X-100 浓度为 0.1%，多用于漂洗等用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
PBS-Triton 溶液(破膜剂, 0.1%)	100ml	1 份	1 年	RT

操作步仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

PBS-BSA 溶液(1%BSA)
PBS-Triton 溶液(破膜剂, 0.1%)
PBS-Triton 溶液(破膜剂, 0.3%)
PBST(10×, pH7.4)
PBST(1×, pH7.4)
PBST(1×, pH7.5)