

## 阿拉伯胶水溶液(10%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

阿拉伯胶又称为阿拉伯树脂，是一种天然植物胶，取自一种名为 Acacia 的树，具有复杂的分子结构，主要包括有树胶醛糖、半乳糖、葡萄糖醛酸等。阿拉伯胶水溶液(10%)由阿拉伯胶、去离子水组成，属于增稠剂，多用于组织切片封固。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
阿拉伯胶水溶液(10%)	100ml	1 份	12 个月	RT

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、滴加阿拉伯胶水溶液(10%)于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

阿拉伯胶水溶液(25%)
阿拉伯胶水溶液(35%)
非特异结合性封闭液
高压抗原修复试剂盒
胰蛋白酶抗原修复液
胰蛋白酶抗原修复试剂盒