

乙酸缓冲液 (0.05mol/L, pH4.3) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

乙酸缓冲液 (0.05mol/L, pH4.3) 由乙酸钠、氯化钠等组成，其乙酸钠浓度为 0.05mol/L，用乙酸调节 pH 值约为 4.3，可以用于单克隆抗体的纯化等用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
乙酸缓冲液 (0.05mol/L, pH4.3)	500ml	1 份	12 个月	RT

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris 抗原修复液 (10×, pH9.0)
Tris 抗原修复液 (10×, pH9.5)
乙酸缓冲液 (0.05mol/L, pH4.3)
乳酸银显影液
免疫染色二抗稀释液
免疫染色固定液