

## Sorensen 磷酸缓冲液 (0.1mol/L, pH5.3-8.04) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

Sorensen 磷酸缓冲液 (0.1mol/L, pH5.3-8.04) 主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢钠组成，按不同比例混合后获得对用 pH 值，pH 值可选 5.3, 5.6, 5.91, 6.24, 6.47, 6.64, 6.81, 6.98, 7.17, 7.73, 8.04，主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Sorensen 磷酸缓冲液 (0.1mol/L, pH5.3-8.04)	500ml	1 份	12 个月	RT

### 操作步骤 (仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

PB 磷酸盐粉剂 (0.1mol/L, pH7.2-7.4)
PB 磷酸盐粉剂 (0.2mol/L, pH7.2-7.4)
PB 磷酸盐缓冲液 (0.01mol/L, pH7.2-7.4)
PB 磷酸盐缓冲液 (0.1mol/L, pH7.2-7.4)
PB 磷酸盐缓冲液 (0.2mol/L, pH7.2-7.4)
Sorensen 磷酸缓冲液 (0.1mol/L, pH5.3-8.04)