

ELISA 洗涤液 (1×, pH7.4) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。ELISA 洗涤液 (1×, pH7.4) 主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐、去污剂、防腐剂等组成，主要用于 ELISA 实验中洗涤 96 孔板以便洗去多余的抗体。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
ELISA 洗涤液 (1×, pH7.4)	500ml	1 份	1 年	RT

自备材料：

- 1、96 孔板
- 2、显色底物
- 3、水浴锅
- 4、ELISA 终止液

操作步骤(仅供参考):

- 1、按要求包被 96 孔板。
- 2、用 ELISA 洗涤液(1×, pH7.4)洗涤数次。
- 3、孵育完抗体后,用 ELISA 洗涤液洗涤 96 孔板数次。
- 4、加入配制好的显色底物 100 μl, 37℃水浴 20min。
- 5、加入 ELISA 终止液 25 μl 终止 ELISA 反应。

注意事项:

- 1、注意密闭保存,避免挥发;一旦开封,保质期就会大大缩短。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

ELISA 包被缓冲液(1×)
ELISA 包被缓冲液(10×)
ELISA 包被缓冲液
ELISA 封闭液(1%BSA)
ELISA 封闭液(1%明胶)
ELISA 封闭液(5%BSA)
ELISA 封闭液
ELISA 稀释液
ELISA 洗涤液(1×, pH7.4)
ELISA 洗涤液(10×, pH7.4)

TMB 底物显色试剂盒 (ELISA, HRP 显色)