

甘油乙醇软化剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

软化剂主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管，使之容易切片，常用的软化剂有乙二胺、甘油-乙醇软化剂、纤维素乙酸酯、福尔马林-乙酸-乙醇软化剂等。

甘油乙醇软化剂主要由甘油、乙醇、蒸馏水等组成，主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管等，也可长期保存材料。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
甘油乙醇软化剂	500ml	RT	1份	2年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取适当材料完全浸泡于甘油乙醇软化剂，一般 2 周~3 月。
- 2、如果要求进一步减弱软化效果，可用蒸馏水稀释一倍后使用。

注意事项：

- 1、务必使材料完全浸入液体中，否则易使软化不彻底。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

结晶紫龙胆紫混合染色液
碱性品红乙醇溶液(5%)
碱性品红水溶液(1%)
基底膜六胺银染色液(PASM)
环保浸蜡脱蜡透明液
黑色素清除液

