

亮绿染色液(2%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

亮绿(Brilliant Green)又称灿烂绿、碱性亮绿等，属于一种碱性染料，CAS号：633-03-4，分子量为482.63。亮绿染色液(2%)主要由亮绿、磷酸盐、去离子水等组成，根据不同组织染色而异。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。