

# 磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁,含酚红)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途经高压灭菌处理。主要由 NaCl、KCl、Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>、KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>、酚红等组成,pH 值为 7.4。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。