

高浓度质控人工尿液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

适用于尿液化学检验室内质控主要含有葡萄糖、bsa、血红蛋白、肌酐、尿素、氯化钠等组成。注意避免细菌污染。可以适当分装，冰冻保存，使用前取出至室温溶解即可使用。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。