

食品安全快速检测箱（标准）

品牌： 酶联生物

规格： 大箱

用途： 食品安全快速检测箱（标准）适用精简配置检测箱，食品与中毒应急保障，餐饮行业安全检测箱

其它： 检测指标多达 100 余种

产品详细介绍

- ◆ 全铝合金材料箱体
- ◆ 操作简便、准确、快速
- ◆ 检测项目齐全、现场检测时间短、携带使用方便
- ◆ 食品安全快速检测的最佳装备

食安科技食品安全检测箱系列套装，采用最新流行的曲线设计，全铝合金材料箱体制造，箱体紧凑坚固，美观大方，携带方便，可根据客户的不同需求进行配置，可装配农药残留速测、微生物检测、化学有害物质检测、兽药残留检测，抗生素检测等多个系列产品。

检测指标多达 100 余种，具有操作简便、准确、快速、检测项目齐全、现场检测时间短、携带方便的特点，检测项目下限符合国家标准要求。检测箱内还附带了检测时所需的各种便携工具箱快速检测类仪器，相当于一个小型的移动实验室，适用于食品药品监督部门、卫生监督部门、质量监督部门、工商稽查部门、食品生产流通企业，食堂饭店、市场超市、科研单位适用，是食品安全快速检测的最佳装备。

