

## 消毒液有效氯检验试纸（10-300mgkg）

**品牌：** 酶联生物

**规格：** 20 次/盒

**用途：** 酶联生物消毒液有效氯检验试纸适用各种含氯消毒液中有有效氯含量的快速检测

**其它：** 保质期：24 个月

### 产品详细介绍

含氯消毒剂是目前普遍使用的消毒剂，但其稳定性较差，容易分解和挥发。消毒液中有有效氯含量是否达到卫生要求，是保证消毒效果的关键。传统的有效氯测试方法一般采用化学滴定法，需要一定的实验室条件和技能，难以在现场使用。

本公司研制生产的消毒液有效氯检验试纸，适用于检测各种含氯消毒剂配制的消毒液中有有效氯的浓度，检测范围是 0-300mg/kg，使用方法非常简单，只需将试纸浸入消毒液中，马上就可以显示出深浅不同的蓝色，参照标准比色板即可确定有效氯含量，效果可靠。非常适用于卫生防疫部门进行现场监督和检查使用，也可以供企业自检使用。