

多菌灵快速检测盒（胶体金）

品牌： 酶联生物

规格： 10 份次/盒

用途： 适用于蔬菜、水果等农产品中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵的定性检测。

其它： 适用于蔬菜、水果等农产品中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵的定性检测。

产品详细介绍

【简介】

多菌灵、噻菌灵、苯菌灵均为广谱高效低毒内吸性杀菌剂，主要用于防治蔬菜、果树等作物的多种病害，均具有一定的毒性，因此国家《食品中农药最大残留限量》中规定不同蔬菜、水果中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵的最大残留限量，但是不法分子利用其良好的杀菌作用，在种植中超剂量使用，严重危害消费者的健康。

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测蔬菜、水果等农产品中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵残留，具有操作简单、检测时间短、可通过肉眼直接判读结果的特点，适用于各类企业、农产品种植户、检测机构、监督机构的现场快速检测。

【适用范围】

适用于蔬菜、水果等农产品中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵的定性检测。

【试剂盒组成】

检测卡：10份 样本提取液：1瓶 塑料瓶管杯：10个

一次性吸管：10根 说明书：1份

【规格】 10份次

【检测所需但未提供的试剂、器具】

移液器、计时器、离心机等。

【贮藏条件和有效期】

储存条件：常温下，阴凉避光干燥处，不得冻存。

有效期：12个月。