

盐酸克伦特罗快速检测盒（胶体金,组织样,CFDA）

品 牌： 酶联生物

规 格： 20 次/盒

用 途： 瘦肉精（盐酸克伦特罗）快速检测卡对组织样中的盐酸克伦特罗进行快速定性检测

包 装： 盒

有效期： 12 个月

产品详细介绍

【简介】

盐酸克伦特罗是 β -兴奋剂的一种， β -兴奋剂是一种治疗哮喘的药物。在牲畜中超剂量使用可以促使部分脂肪组织转化为肌肉组织，从而显著改善脂肪率和生产效率，因此经常被滥用于畜牧养殖中，近年来一些非法使用盐酸克伦特罗作为饲料添加剂，并存在滥用现象，目前国家已经明令禁止盐酸克伦特罗在动物饲养中使用。

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测动物肌肉组织中的盐酸克伦特罗残留，具有操作简单、检测时间短的特点，可通过肉眼直接判读结果，适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。

【适用范围】

本产品适用于猪肉、鸡肉、鸭肉等肌肉组织中盐酸克伦特罗残留快速定性检测。

【试剂盒组成】

提取液：1 瓶 15mL

离心管：20 个

手 套：1 份

说明书：1 份 2mL

离心管： 20 个

盐酸克伦特罗检测卡（含微孔）：20 份

【规格】20 份次

【检测所需但未提供的试剂、器具】 计时器、刀具或肉搅碎机

【贮藏条件和有效期】

储存条件：常温下，阴凉避光干燥处，不得冻存。

有 效 期：12 个月。