

莱克多巴胺 快速检测盒（胶体金）-尿样

品 牌： 酶联生物

用 途： 本产品适用于尿样中莱克多巴胺残留定性检测

有效期： 12 个月

产品详细介绍

【简介】

莱克多巴胺是苯乙醇胺类 β -受体激动剂，用于改善胴体瘦肉率和饲料效率，进一步提高肌肉组织生长速度和效率，增加蛋白积累和增加肌纤维。但如果人体吸收，将可能导致慢性中毒乃至危及生命。近年来一些不法分子非法使用莱克多巴胺作为饲料添加剂，并存在滥用现象，严重威胁到我们的健康，目前国家已经明令禁止莱克多巴胺在动物饲养中使用。

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测尿样中的莱克多巴胺残留，具有操作简单、检测时间短的特点，可通过肉眼直接判读结果。适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。