

MOF-74

中文名称： MOF-74

英文名称： MOF-74

货 号： ML1471

包 装： 1 g / 5g / 10g / 25g

参 数

组 成： **Mg²⁺, 2,5-dihydroxyterephthal**

保质期： 3 月常温干燥避光

性 质

组 成： Mg²⁺, 2,5-dihydroxyterephthalate

应 用： 气体存储、吸附分离、离子交换、膜分离、催化、磁性材料、光学材料、传感

器、药物传输、生物医学成像、分子识别、电化学（超级电容器、电池、燃料电池）等。

其他信息： 此产品极易受潮，务必常温干燥避光保存，使用前 100℃ 真空干燥处理可使产品性能最优化。密封状态下保质期一年。