

单层二硫化钼分散液 0.1mg/ml

中文名称： 单层二硫化钼分散液 0.1mg/mL

英文名称： Single Layer MoS₂ Dispersion 0.1mg/ml

货 号： ML1126

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 200mL / 500mL

参 数

浓 度： 1mg/ml

溶 剂： 水

保质期： 3 月 4°C冷藏密封

性 质

片 径： 0.2-5 μ m

厚 度： ~1nm

单 层： $\geq 90\%$

浓 度： 0.1mg/ml

溶 剂： 水/乙醇

稳定剂： 粉末再分散，可能含有少量 LiOH

应 用： 润滑剂、催化、能量存储、复合材料等领域。

其他信息： 4°C冷藏避光密封保存，最长保存期限为 3 个月，开封后建议 1 个月用完。每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡保存。